

star

RF Electrode_Fixed

inomed 


RFA-SPITZENTECHNOLOGIE



- Intern gekühlte Elektrode
- Große Auswahl an Elektrodendurchmessern, -längen und aktiven Spitzen
- Leichter Griff für einfache Manövrierbarkeit
- Die erste speziell für die Schilddrüse entwickelte Elektrode

 **STAR**med

CE
1639



Spezifikationen der star RF Electrode - Fixed

Gauge	Länge	Aktive Spitze
15 G	150 mm	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
	200 mm	20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
	250 mm, 350 mm	20 mm, 30 mm, 40 mm
17 G	150 mm	7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
	200 mm	10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
	250 mm, 350 mm	10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm
18 G	70 mm	4 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm
	100 mm	5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
	150 mm	5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm
19 G	70 mm, 100 mm	4 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm

Hersteller



STARmed Co., Ltd.
#B-14th Floor, Daebang Triplaon
158 Haneulmaeul-ro, Ilsandong-gu
Goyang-si Gyeonggi-do
10355 Korea

Distributor



inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgruen 29
79312 Emmendingen (GERMANY)
Tel. +49 7641 9414-0 · Fax +49 7641 9414-94
info@inomed.com · www.inomed.com