


RFA-SPITZENTECHNOLOGIE



- Ergonomisch geformter Griff
- Einstellbare Länge der aktiven Spitze (6 Stufen)
- Kabelclip für einfache Handhabung
- Speziell für unterschiedlich große Ablationszonen während einer Anwendung entwickelt



CE
1639



Kabelclip

Spezifikationen der VIVA RF Electrode_V2

Gauge	Länge	Aktive Spitze
18 G	70 mm – 350 mm	5 mm – 30 mm (5 mm Schritte) 15 mm – 40 mm (5 mm Schritte)
17 G	70 mm – 350 mm	5 mm – 30 mm (5 mm Schritte) 15 mm – 40 mm (5 mm Schritte)
16 G	70 mm – 350 mm	5 mm – 30 mm (5 mm Schritte) 15 mm – 40 mm (5 mm Schritte)
15 G	70 mm – 350 mm	5 mm – 30 mm (5 mm Schritte) 15 mm – 40 mm (5 mm Schritte)

Hersteller



STARmed Co., Ltd.
 #B-14th Floor, Daebang Triplaan
 158 Haneulmaeul-ro, Ilsandong-gu
 Goyang-si Gyeonggi-do
 10355 Korea

Distributor



inomed Medizintechnik GmbH
 Im Hausgruen 29
 79312 Emmendingen (GERMANY)
 Tel. +49 7641 9414-0 · Fax +49 7641 9414-94
 info@inomed.com · www.inomed.com